



心脏骤停可以在任何时间、任何地点发生在任何人身上。
AED与CPR（心肺复苏）的早期有效配合使用，
是抢救心跳呼吸骤停猝死病人的最有效抢救手段。


AED是Automated External Defibrillator自动体外除颤器的英文缩写，
它具备自动分析患者心律的功能，使用者无须具备高水平专业水准，
只需几个小时的培训，就可掌握AED的使用方法。

便于操作的人性化设计



AED-2150

安全性 更可靠的自检功能




AED定期自检，状态指示灯一目了然。
剩余电量显示，故障点显示。
电极连接测试，电极片过期、故障提醒。

数据管理与远程监控



通过软件，可在电脑上查看ECG诊断数据。



远程监控AED实时状态，及时反馈用户。

为第一时间 挽救生命 而设计

步骤1-2-3简洁明了，操作有条不紊。

第一步：
打开盖子，听语音提示。

第二步：
将电极片黏贴到患者身上。

第三步：
按下电击按钮。

深圳为尔康科技有限公司
曾生：13632925349 QQ：274798107
电话：0755-28896837
网址：www.medicalqc.com
地址：深圳市龙岗区沙平北路111号吉茂大厦608A

友好的屏显操作指南 (文本显示及语音提示)





儿童、成人模式一键切换



电极片不分左右



通过图解和心电图波形来进行操作 (*AED-2151)



(五年质保，现场培训。)